

Użyj defibrylatora ratującego życie, nie bój się.

Na budynku Urzędu Miejskiego w Gozdnicy, od strony parkingu zamontowano defibrylator AED, automatyczne urządzenie, którego w razie zagrożenia życia może użyć każda osoba bez przeszkolenia. Wystarczy tylko słuchać poleceń głosowych wydawanych przez uruchomione urządzenie. Nie bój się. Użyj AED w stanie zagrożenia życia osoby poszkodowanej.

W jedną z najbliższych sobót, o terminie powiadomimy, wykwalifikowany ratownik medyczny, przeprowadzi pokaz - szkolenie z obsługi naszego AED, po to by przełamać strach przed jego użyciem. W uzgodnionych wcześniej terminach, przewidujemy dodatkowe pokazy dla uczniów Szkoły Podstawowej, seniorów i innych zainteresowanych grup.

Poniżej najważniejsze informacje dotyczące AED.

1. **W sytuacji zagrożenia życia najpierw zadzwoń na 112, a dopiero później użyj AED. Jeśli może Ci ktoś pomóc, podziel zadania. Ty dzwoń na 112, ktoś inny niech przygotuje AED do użycia.**
2. Obudowa, w której znajduje się AED, zamknięta jest na klamry, które otworzyć można ręcznie. **NIE WYBIJAĆ SZYBY. Teren jest monitorowany wizyjnie**, a urządzenie posiada brzęczek sygnalizujący otwarcie drzwiczek oraz specyficzne oznaczenia, uniemożliwiające sprzedaż kradzionego urządzenia.
3. Defibrylator AED przeznaczony jest do użycia przez osoby nie posiadające fachowej wiedzy medycznej.
4. Defibrylator AED stosujemy wyłącznie w odniesieniu do osób **NIEPRZYTOMNYCH i NIEODDYCHAJĄCYCH** lub oddychających nieprawidłowo.
5. **AED z wpiętym do urządzenia zestawem elektrod służy do ratowania osób dorosłych i dzieci od 8 roku życia.**
6. Użyj znajdujących się w zestawie rękawiczek, a w razie potrzeby także prostej maseczki do sztucznego oddychania.
7. Używaj tylko 2 przycisków defibrylatora: zielonego **WŁĄCZ** oraz czerwonego „**WSTRZAŚ**”
8. Wykonuj tylko komunikaty głosowe, dodatkowo obserwuj trzy diody opisane na obudowie; głośnik emituje także sygnały dźwiękowe, gdy AED jest w stanie gotowości, a wykryto stan wymagający uwagi operatora.
9. **UŻYCIE DEFIBRYLATORA:**
 - a) Naciśnij zielony przycisk on/ off, przytrzymaj przez około 2 sekundy,
 - b) Wykonuj polecenia głosowe emitowane przez urządzenie,
 - c) Odsłoń klatkę piersiową i osusz skórę potrzebującego pomocy, w razie potrzeby usuń nadmiar owłosienia załączoną maszynką do golenia,
 - d) Otwórz opakowanie elektrod znajdujących się w tylnej kieszeni urządzenia, zdejmij folię zabezpieczającą i naklej elektrody zgodnie z rysunkiem na opakowaniu,
 - e) Po usłyszeniu instrukcji nie dotykaj pacjenta, urządzenie ocenia jego stan,
 - f) Po usłyszeniu instrukcji naciśnij przycisk „**SHOCK**” (**WSTRZAŚ**)
 - g) W razie konieczności wykonuj polecenia głosowe, by wykonać masaż serca i „sztuczne oddychanie” (resuscytację krążeniowo oddechową - RKO); użyj do tego celu prostej maseczki, która jest w zestawie,
 - h) Dalej postępuj zgodnie z poleceniami głosowymi.

Niniejsza instrukcja zamieszczona zostanie także na stronie www.gozdnica.pl w zakładce „Dla mieszkańca” podzakładce „Zarządzanie kryzysowe”